



Falisomed Invalide-crank "LM"

rechts, bevestigingsarm binnen-Ø 17 x 30 mm

Price: € 172,70

Crankradius aanpassen De crankverlengstukken Crank 101/LM 02 (links) en Crank 102/LM 02 (rechts) van FALISOMED kunnen worden gebruikt om het bewegingsbereik van fietsers met beperkte mobiliteit of kortere benen aan te passen. Het steunblok, dat op de standaard crankarm is gemonteerd, kan individueel worden gepositioneerd. Voor pedaalarmen met verschillende diameters zijn er steunblokken met verschillende binnendiameters. De vasthoudblokken kunnen individueel op de crank worden geplaatst. De crank biedt drie verschillende posities voor de pedalen. De fabrikant benadrukt de noodzaak van zorgvuldige en nauwkeurige montage volgens de instructies.

Stamgegevens

Leveranciersartikelnummer:	102 LM02 B
EAN	999999991
UVP	€ 278,45
Fedas-Code	160362
DST-Code	2R11
Bidex-Code	202090
SB-Artikel	Nee
Merk/Leverancier	Falisomed
Maateenheid:	STUK
Weight	0.233 kg

Technische gegevens

Hoofdkleur	zilver
Type/soort	Toebehoren

More product images

