



Porte-canne FalisoMED "Stock- und Gehhilfenhalter"

set de 2 éléments de fixation, 1 vis avec écrou pour compléter 0.333.015/6, pour 2 cannes ou 2 béquilles

Price: 31,30 €

Place pour le(s) déambulateur(s) sur le véloCelui qui souhaite transporter une aide à la marche sur son vélo est confronté à la question suivante : où ? La garniture de porte-cannes et de porte-béquilles de FALISOMED se compose de deux supports de serrage à ressort qui se montent sur le cintre et sur l'écrou de l'axe avant/la fourche. Pour emporter une deuxième aide à la marche, il existe en plus le support à ressort 99E.

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	99E/S
EAN	999999991
PVC:	50,11 €
DST-Code	2N12
Bidex-Code	209090
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	FalisoMED
Unité de mesure:	PAIRE
Weight	0.076 kg

Données techniques

Couleur principale	argent
Type	article