



Manivelle invalide FalisoMED "Reha"

102 Reha, pour la jambe droite

Price: 265,62 €

Manivelle auxiliaire avec bras pendulaire La manivelle de rééducation Reha de FALISOMED permet par exemple aux patients ayant subi une intervention chirurgicale d'améliorer leur mobilité réduite du genou en s'entraînant sur un home-trainer ou un vélo. Le rayon de mouvement de la manivelle est largement réglable en continu. La glissière existe pour le côté droit (102 Reha) et pour le côté gauche (101 Reha) de la manivelle. Ainsi, le bras de manivelle convient également à une utilisation dans les cabinets de physiothérapie ou les cliniques de rééducation. La glissière en métal léger très résistant est reliée à la manivelle par deux vis de raccordement et une goupille de serrage en acier inoxydable. Sur le rail, on place à son tour un bloc coulissant avec une manivelle pendulaire sur roulement à billes. Dans sa composition, la position des pédales peut être réglée pratiquement en continu et adaptée à la progression de l'entraînement. Le fabricant attire l'attention sur le montage minutieux et précis selon les instructions.

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	102 REHA
PVC:	424,90 €
Fedas-Code	160362
DST-Code	2R11
Bidex-Code	202090
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	FalisoMED
Unité de mesure:	PIECE
Weight	0.355 kg

Données techniques

Couleur principale	argent
Type	accessoires