



## Manivelle invalide FalisoMED "Reha-P"

101 Reha-P, pour la jambe gauche

**Price: 224,21 €**

Manivelle de rééducation Avec les manivelles de rééducation 101 REHA-P (pour le côté gauche) et 102 REHA P (pour le côté droit) de FALISOMED, les cliniques de rééducation ou les cabinets de kinésithérapie peuvent réagir à la mobilité réduite de la hanche ou du genou de leurs patients, par exemple après une opération, et entraîner à nouveau leur mobilité. La manivelle Reha P se compose d'une glissière prismatique qui est reliée sans mouvement à la manivelle du vélo par deux vis de raccordement et une goupille de serrage. Le bloc coulissant placé sur le rail accueille les pédales et peut être réglé sur huit niveaux. Il est ainsi possible d'adapter en conséquence le rayon de manivelle correspondant. Le fabricant attire l'attention sur le fait que le montage doit être effectué avec soin et précision, conformément aux instructions.

### Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	101REHA P
PVC:	357,80 €
Fedas-Code	160362
DST-Code	2R11
Bidex-Code	202090
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	FalisoMED
Unité de mesure:	PIECE
Weight	0.237 kg

### Données techniques

Couleur principale	argent
Type	accessoires