



Manovella per disabilità FalisoMED "LM"

sinistra, staffa di fissaggio interna Ø 14 x 21 mm

Price: 172,70 €

Personalizzare il raggio della pedivellaLe prolunghere per pedivelle Pedivella 101/LM 02 (a sinistra) e Pedivella 102/LM 02 (a destra) di FALISOMED possono essere utilizzate per personalizzare il raggio di movimento dei ciclisti con mobilità limitata o gambe più corte. Il blocco di supporto, montato sul braccio della pedivella standard, può essere posizionato individualmente. Per i bracci dei pedali di diametro diverso, sono disponibili blocchi di supporto con diametri interni diversi. I blocchi di supporto possono essere posizionati individualmente sulla Pedivella. La Pedivella offre tre diverse posizioni per i pedali. Il produttore sottolinea la necessità di un montaggio accurato e preciso secondo le istruzioni.

Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:	101 LM02 A
EAN	999999991
UVP	278,45 €
Fedas-Code	160362
DST-Code	2R11
Bidex-Code	202090
SB-Articolo	No
Marca/Fornitore	FalisoMED
Unità di misura:	PIECE
Weight	0.232 kg

Dati tecnici

Colore principale	argento
Tipo	Accessori

More product images

