

# Manivelle invalide FalisoMED "LM"

**à gauche, réducteur d'engrenage diamètre intérieur de 14 x 21 mm**

## PVC: 278,45 €

Adaptation individuelle du rayon de manivelleLes manivelles 101/LM 02 (à gauche) et 102/LM 02 (à droite) de FALISOMED permettent d'adapter individuellement le rayon de mouvement des cyclistes à mobilité réduite ou avec une jambe plus courte. Le bloc de fixation, qui se place sur le bras de manivelle habituel, peut être positionné individuellement. Il existe des blocs de fixation de différents diamètres intérieurs pour les bras de pédale de différents diamètres. Les blocs de maintien peuvent être positionnés individuellement sur la manivelle. Pour les pédales, la manivelle offre trois positions différentes. Le fabricant attire l'attention sur le fait que le montage doit être effectué avec soin et précision, conformément aux instructions.

### Données de base

| | |
|---|---|
| **Numéro d'article du fournisseur:** | 101 LM02 A |
| **PVC:** | 278,45 € |
| **Fedas-Code** | 160362 |
| **DST-Code** | 2R11 |
| **Bidex-Code** | 202090 |
| **SB-Article** | Non |
| **Marque/Fournisseur** | FalisoMED |
| **Unité de mesure:** | PIECE |
| **Weight** | 0.232 kg |

### Données techniques

| | |
|---|---|
| **Couleur principale** | argent |
| **Type** | accessoires |

### More product images



